

DESCRIPTION: 30 mL Sensitive Eyes Daily Cleaner F/E Carton Canada

PART No.: 7936002

SPEC No.: 4373

PLACED IMAGES:

COATING PER SPECIFICATION

DIELINE DOES NOT PRINT

ARTWORK SET AT 100%



NC

Package Insert on Carton Inside.
Notice imprimée à l'intérieur de la boîte.

BAUSCH + LOMB
Sensitive Eyes®
Daily Cleaner
Yeux Sensibles[®]
Nettoyeur quotidien

www.bausch.ca

DO NOT USE IF IMPRINTED WARNING ON BOTTLE IS BROKEN OR MISSING. NE PAS UTILISER SI LE SCÉLÉ DE SÉCURITÉ IMPRIMÉ EST ENDOMMAGÉ OU ABSENT.

BAUSCH + LOMB
Yeux Sensibles[®]
Nettoyeur quotidien

BAUSCH + LOMB
Sensitive Eyes®
Daily Cleaner

BAUSCH + LOMB
Sensitive Eyes®
Daily Cleaner

BAUSCH + LOMB
Yeux Sensibles[®]
Nettoyeur quotidien

NC

Nettoyeur Quotidien

- Élimine les impuretés, les dépôts et les résidus
- Peut être utilisé avec tous les systèmes de désinfection des lentilles cornéennes souples

30mL Stérile

621102

0 10119 01102 6

7936002

NC

DAILY CLEANER

DIRECTIONS:

- After removing the lens, place it in the palm of your hand, and place three drops of Sensitive Eyes Daily Cleaner on each lens surface.
- Rub the lens for 20 seconds. Be sure to clean each side of the lens.
- Rinse the lens thoroughly with Bausch & Lomb Sensitive Eyes® Saline Plus Solution.
- Disinfect using the procedure which your eye care practitioner has recommended.

PRECAUTIONS:

- Keep this bottle tightly closed when not in use.
- Store at room temperature.
- Use before the expiration date marked on the carton and bottle.

SEE INSIDE OF CARTON FOR COMPLETE INSTRUCTIONS AND IMPORTANT SAFETY INFORMATION.

CONTENTS: A sterile, isotonic, buffered solution that contains hydroxypropyl methylcellulose, polyamine, sodium borate and sodium chloride, preserved with edetate disodium (0.5%) and sorbic acid (0.2%).

If you are allergic to any ingredient in this product, do not use. NOT INTENDED FOR USE DIRECTLY IN THE EYE.

621102

Removes film, deposits and debris

For use with all soft contact lens disinfection systems

30mL Stérile

EXP LOT

DO NOT USE IF IMPRINTED WARNING ON BOTTLE IS BROKEN OR MISSING. NE PAS UTILISER SI LE SCÉLÉ DE SÉCURITÉ IMPRIMÉ EST ENDOMMAGÉ OU ABSENT.

www.bausch.ca

Les instructions détaillées sont sur le carton à l'intérieur.

PACKAGE INSERT ON CARTON INSIDE.

7 9 3 6 0 0 2

PACKAGE INSERT ON CARTON INSIDE.
Les instructions détaillées sont sur le carton à l'intérieur.
Coupez sur la ligne pointillée

CUT HERE

BAUSCH + LOMB
Yeux Sensibles[®]
Nettoyeur quotidien

BAUSCH + LOMB
Sensitive Eyes®
Daily Cleaner

PACKAGE INSERT ON CARTON INSIDE.

Les instructions détaillées sont sur le carton à l'intérieur.

CUT HERE

ACTIONS: Dissolve and eliminate the impurities, deposits and debris from your lenses.

INDICATIONS: Bausch & Lomb Sensitive Eyes Daily Cleaner is indicated for use in cleaning soft contact lenses, in conjunction with thermal disinfection systems. This cleaner may be used with standard wear soft contact lenses as often as daily or as recommended by your eye care practitioner.

CONTRAINDICATIONS: If you are allergic to any ingredient in Bausch & Lomb Sensitive Eyes Daily Cleaner, do not use this product.

PRECAUTIONS:

- Use before the expiration date marked on the bottle and carton.
- Use before the lot number is printed on the bottle and carton.
- Replace cap after each use.
- Do not use if the seal is broken.
- Not intended for use directly in the eye.

ADVERSE REACTIONS: The following problems may occur eyes sting, burn, itch, or become watery. If you experience any of these symptoms, discontinue use immediately and consult your eye care practitioner.

IMMEDIATELY REMOVE YOUR LENSES.

- If the discomfort or problem stops, then look closely at the lens.
- If the discomfort or problem persists, then look closely at the lens.
- If the lens has dirt, an eyelash, or other foreign material on it, remove the lens by the frame and clean it thoroughly with clean saline, and disinfect the lens, then reinsert it.
- If the problem continues, IMMEDIATELY remove the lens and consult your eye care practitioner.

DIRECTIONS:

- After removing the lens, place it in the palm of your hand, and place three drops of Sensitive Eyes Daily Cleaner on each lens surface.
- Rub the lens for 20 seconds while in the palm of your hand using your thumb and index finger.
- Rinse the lens thoroughly by holding the lens in a steady stream of water for 20 seconds.
- Disinfect using the procedure which your practitioner has recommended.

NOTE: This product is not intended to remove protein deposits.

ACTIONS: Dissolve et élimine les impuretés, dépôts et résidus des lentilles.

MODE D'EMPLOI:

- Après avoir retiré la lentille, la tenir dans la paume de la main et verser trois gouttes de nettoyeur quotidien Yeux Sensibles sur la surface de chaque lentille.
- Rotuler la lentille pendant 20 secondes. S'assurer de nettoyer chaque côté de la lentille.
- Rincer soigneusement la lentille avec la solution saline Plus Yeux Sensibles de Bausch & Lomb.
- Désinfecter conformément aux recommandations d'entretien de votre ophtalmologue.

MISES EN GARDE:

- Bien refermer le flacon après chaque utilisation.
- Conserver à la température ambiante.
- Utiliser avant la date de péremption indiquée sur l'emballage et le flacon.

VOIR À L'INTÉRIEUR DE L'EMBALLAGE LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES ET D'IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

CONTENU: Une solution tamponnée isotonique stérile qui contient de l'hydroxypropylméthylcellulose, de la polyamine, du borate de sodium et du chlorure de sodium avec de l'EDTA de disodium (0,5 %) et de l'acide sorbique (0,25 %) comme agents de conservation.

Si vous êtes allergique à un des ingrédients susmentionnés, n'utilisez pas ce produit.
NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ DIRECTEMENT DANS LES YEUX.

Toll Free Product Information Call/ Pour de l'information sur le produit, composez sans frais le: 1-888-629-2000
©/TM are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates. MD/UMC sont des marques de commerce de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.
©/Bausch & Lomb Incorporated
Manufactured/Fabrique: Bausch & Lomb, Rochester, NY 14609
Distributed by/Distribué par: Valeant Canada LP/S.E.C., Laval, Quebec, H7L 4A8
www.bausch.ca

Toll Free Product Information Call/ Pour de l'information sur le produit, composez sans frais le: 1-888-629-2000
©/TM are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
MD/UMC sont des marques de commerce de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.
©/Bausch & Lomb Incorporated
Manufactured/Fabrique: Bausch & Lomb, Rochester, NY 14609
Distributed by/Distribué par: Valeant Canada LP/S.E.C., Laval, Quebec, H7L 4A8
www.bausch.ca